



D20570
Maschera FFP2 SJ7899

MASCHERINA FFP2 NR SJ7899. MASCHERA FFP2 CERTIFICATA CE2834. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) CON ELEVATO COEFFICIENTE DI FILTRAZIONE.

Descrizione

Mascherina FFP2 NR SJ7899.

Il design particolare di questa mascherina FFP2 assicura il miglior comfort e contemporaneamente una ottimale aderenza al viso che la rende ideale per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri.

La mascherina FFP2 NR SJ7899 ha un coefficiente di filtrazione > 99%. Molto superiore alle mascherine KN95.

La mascherina FFP2 NR SJ7899 è costruita con 5 strati filtranti. Dall'esterno all'interno si trovano:

- Tessuto non tessuto 40gsm
- 30gsm FFP2 meltblow
- 30gsm FFP2 meltblow
- ES 60gsm
- Tessuto non tessuto 25gsm

La Presenza di un cuscinetto interno sotto il nasello garantisce la sigillatura della parte aderente al naso evitando anche le più piccole aperture.

Le altre caratteristiche principali sono:

- Stringinaso (nasello) regolabile
- Oratura sigillata per evitare piccole aperture negli angoli.
- Elastici in Spandex flessibili ed estensibili, che non danno dolore anche se la maschera è indossata a lungo.
- Ogni pezzo è confezionato in bustina singola
- Ogni pezzo è corredato da adattatore salva-orecchie
- Adatta a essere usata con altri DPI (occhiali, cuffie, etc).

La mascherina FFP2 NR SJ7899 è Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria III certificata CE. Classe di protezione FFP2 NR. Conformità alla normativa: EN149:2001 + A1:2009. Marchio CE impresso in conformità con il Regolamento (EU) 2016/425 della Commissione Europea relativa ai DPI.

La mascherina è singolarmente imbustata e corredata di adattatore salvaorecchie. Ogni pacco contiene 50 pz.

NB: LA LUNGHEZZA DEGLI ELASTICI E' UN ELEMENTO ESSENZIALE PER LA SICUREZZA

DEL PRODOTTO PERCHE' DETERMINA LA CORRETTA ADERENZA AL VOLTO
LA MASCHERA FFP2 NR SJ7899 HA SUPERATO TUTTI I TEST ED E' CERTIFICATA CE. NON
E' POSSIBILE IN NESSUN MODO ALTERARE LA LUNGHEZZA DEGLI ELASTICI

Le mascherine FFP2 sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che evitano che l'utilizzatore inali aerosol (polveri, fumi, ecc.), vapori e gas (disinfettanti, gas anestetici) pericolosi per la salute. Proteggono anche contro gli agenti infettivi trasmissibili per via aerea, e quindi contro i virus di tipo coronavirus (COVID-19, SARS, H1N1, ecc).

I dispositivi FFP2 devono essere impiegati nei reparti ospedalieri dove si trovano pazienti contagiati, dai soccorritori di pazienti contagiati e nelle guardie mediche.

L'utilizzo di mascherine FFP2 è infine consigliato l'uso a tutti i lavoratori che sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro per il contenimento del COVID-19.

ARTICOLO RIENTRANTE NELLA TAB.1/TER (DM O DPI PER IL CONTRASTO DEL COVID),
SOGGETTO A IVA 5%

Dettagli

Prodotto

Materiale: Tessuto-non-tessuto
Misura: adulto
Minimo ordinabile: 100 pz
Multipli: 100 pz
Codice doganale: 6307909311

Confezionamento

Misure cartone: 62x30x54 cm
Peso del cartone: 9,5 Kg
Imballo master: 1000 pz
Confezione interna: 50 pz
Tipo confezione: Bustina trasparente

Varianti colori disponibili



Bianco



Nero