



## GHIACCIO ISTANTANEO TL IN BUSTA PVC

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A



Sacchetto ghiaccio istantaneo in politene.

Dopo aver premuto la bolla contenuta all'interno del sacchetto, si sviluppa immediatamente un processo di raffreddamento istantaneo (-4°C).

Il sacco gelo monouso, a volte chiamato ghiaccio istantaneo o erroneamente ghiaccio secco, è impiegato quando si ha bisogno di crioterapia. Sono realizzati in polietilene.

E' un dispositivo medico di Classe II a.

Il sacco gelo monouso trova applicazioni in numerosi settori come medicale, dentale e sportivo.

Dimensioni: 14x24 cm  
Confezione: 25 sacchetti