

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Mascherina chirurgica 3 veli in tessuto no tessuto di polipropilene (TNT) verde con lacci. Tre pieghe sovrapposte, bordi in polipropilene con stringinaso in alluminio. Strato interno filtrante. Tipo II secondo EN 14683, \_Efficienza di filtrazione batterica (BFE): >/= 98%.

Dispositivo Medicale.

Dimensioni: 17,5x9,5cm (distesa: 18 cm)

✓ Confezione interna: scatola dispenser stampata

✓ Confezione esterna: scatola in cartone

Rectangular mask made in green SPP polypropylene 3 ply. 3 overlapping pleats and tie tapes, with nose piece. Internal filtering layer.

Type II according to EN 1468. Medical Device.

Dimensions: 17,5x9,5cm (pleated)

✓ Inner packaging: dispenser box

✓ Outer packaging: carton

## CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING

	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	50pcs	0,260kg (imballo/pkg: 56g)	0,0023m <sup>3</sup>	11x18x12h cm	--
CARTONE / CARTON	300pcs (6cf/bags)	1,1750kg (imballo/pkg: 220g)	0,016 m <sup>3</sup>	23x55x13h cm	--
PALLET / PALLET	70crt 7/10	103kg	1,39m <sup>3</sup>	80x120x145h cm	--

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Strato interno: 100% polipropilene a basso rilascio di fibre 17g/m<sup>2</sup>**  
**Strato esterno: 100% polipropilene verde 20g/m<sup>2</sup>**  
**Strato filtrante: 100% polipropilene filtrante 20g/m<sup>2</sup>**  
Inner coverstock: 100% Polypropylene. White, smooth fiberfree surface 17GSM  
Outer coverstock: 100% green Polypropylene 20 GSM  
Filter media: 100% Polypropylene micro spun fibres 20GSM

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMS AND STANDARDS

**EN 14683**  
**Costruzione, progettazione, requisiti prestazionali e metodi di prova per mascherine mediche intese a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altri contesti medici - Efficienza di filtrazione batterica (BFE): Tipo II >= 98%**  
Construction, design, performance requirements and test methods for medical face masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients during surgical procedures and other medical settings - Bacterial Filtration Efficiency (BFE): Type II >= 98%

**REG. (UE) 2016/425**  
**Dispositivi di Protezione Individuale (abroga dir. 89/686/CE) I categoria, rischi minimi**  
Personal Protective Equipement (repeal 89/686/EEC) I category, minimal risks

### PITTOGRAMMI PICTOGRAMS



## INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE INSTRUCTIONS FOR STORAGE

**Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore. Teme l'umidità**  
Protect from direct sunlight and store in a cool, dry and odorless place, far from heat sources.  
Protect from humidity

### SMALTIMENTO DISPOSAL

**Smaltire in accordo alla vigente normativa**  
Dispose in accordance with current legislation

### USO IMPROPRIO IMPROPER USE

**Il fabbricante non è responsabile in caso di uso improprio del prodotto. Il prodotto è monouso, ed è quindi destinato ad uso singolo. Qualunque responsabilità del fabbricante decade immediatamente in caso di uso ripetuto del prodotto**  
The manufacturer is not responsible in case of improper use of the product. The product is disposable, and it's intended for single use. Any responsibility of the manufacturer terminates immediately in case of multiple use of the product